

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kdm1A 토끼 다클론 항체 - O60341

품목 번호: CM0022749



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 KDM1A 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드의 라이신 특이적 히스톤 탈메틸화효소 1A에 특이적입니다. 후성유전학적 조절 및 유전자 발현 연구에 필수적입니다. - O60341

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM1A 토끼 pAb
비고/별칭	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
종	인간
GeneID (인간)	23028
GeneID	23028
면역원	재조합 단백질 인간 KDM1A(NP_055828.2)의 아미노산 130-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60341
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백