


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Kdm1/Lsd1 토끼 단일클론 항체 - O60341

품목 번호: CM0006751



소개

인간 KDM1/LSD1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 및 원숭이와 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM1/LSD1 토끼 mAb
비고/별칭	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
종	인간
GeneID (인간)	23028
GeneID	23028
면역원	인간 KDM1/LSD1(NP_055828.2)의 170-275번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	O60341
단백질 중량	93kDa
배송	아이스팩