


Anti-Kdm2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y2K7

품목 번호: CM0023008



소개

토끼 다클로날 anti-KDM2A 항체로, 인간 KDM2A의 N-말단에서 유래한 합성 펩타이드를 사용하여 제작되었습니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 크로마틴 및 생체 리듬을 조절하는 히스톤 탈메틸화효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	KDM2A Rabbit pAb
비고/별칭	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LIL1A; KDM2A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	22992
GeneID	22992
면역원	합성 펩타이드[인간 KDM2A (NP_036440.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y2K7
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)