

Wb 및 Elisa용 항-Kdm2B 다클론 항체 - Q8Nhm5

품목 번호: CM0019728



소개

KDM2B 토끼 pAb는 웨스턴 블롯과 ELISA용 다클론 항체로, 인간 라이신 특이성 탈메틸화효소 2B를 표적으로 합니다. 후성유전학 연구 및 염색체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KDM2B 토끼 pAb
비고/별칭	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
종	인간
GeneID (인간)	84678
GeneID	84678
면역원	인간 KDM2B(XP_011537177.1)의 아미노산 600~700번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHM5
단백질 분자량	153kDa
배송 방식	아이스백