

Wb 및 Elisa용 항-Kdm2B 폴리클론 항체 (Kd 검증 완료) - Q8Nhm5

품목 번호: CM0025014



소개

인체 KDM2B(Lysine-specific demethylase 2B)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] KDM2B 토끼 pAb
비고/별칭	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
종	인체(Human)
유전자 ID	84678 (human)
면역원	재조합 융합 단백질 (인체 KDM2B의 aa 1059-1336)
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q8NHM5
단백질 무게	153 kDa
배송	아이스팩