


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Kdm3B 다클론 항체 - Q7Lbc6

품목 번호: CM0019208



소개

인간 KDM3B(라이신 특이 디메틸라제 3B)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 크로마틴 조절 및 후성유전학 연구에 유용합니다. 인간과 교차 반응성이 있습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	KDM3B 토끼 pAb
비고/별칭	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
종	인간
유전자ID (인간)	51780
유전자ID	51780
면역원	제조합 단백질 인간 KDM3B(NP_057688.2)의 아미노산 400-600에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7LBC6
단백질 분자량	192kDa
배송	아이스백