

Wb, Elisa용 Anti-Kdm4A 모노클로널 항체 - O75164

품목 번호: CM0008601



소개

인간 KDM4A (JMJD2A)를 타겟으로 하는 토끼 모노클로널 항체로, 크로마틴 조절에 중요한 역할을 하는 히스톤 디메틸라아제입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 유전자 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM4A Rabbit mAb
비고/별칭	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9682
유전자 ID	9682
면역원(Immunogen)	인간 KDM4A (O75164)의 아미노산 550-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O75164
단백질 분자량	121kDa
배송(Shipping)	아이스박스