

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Kdm4A 토끼 단일클론 항체 - O75164

품목 번호: CM0006727



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IP, ELISA 검증이 완료된 토끼 단일클론 KDM4A 항체입니다. 주요 후성유전학적 조절자인 히스톤 탈메틸화효소 JMJD2A를 표적으로 합니다. IVD 분석법 개발 및 암색질 생물학 연구에 적합합니다. 단백질 분자량은 121kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM4A 토끼 mAb
비고/별칭	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
종	인간
유전자 ID (인간)	9682
유전자 ID	9682
면역원	인간 KDM4A의 아미노산 382-459에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055478.2)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O75164
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스팩