

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Kdm4A 토끼 다클로날 항체 - O75164

품목 번호: CM0030979



소개

사람 KDM4A (JMJD2A)에 대한 토끼 다클로날 항체로, H3K9me3 및 H3K36me3의 메틸 기호를 특이적으로 제거하는 히스톤 탈메틸화효소입니다. 사람 및 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM4A Rabbit pAb
비고/별칭	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
종(Species)	사람(Human)
GeneID	9682
면역원(Immunogen)	사람 KDM4A (NP_055478.2)의 아미노산 585-815에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O75164
단백질 분자량	121kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)