


Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 항-Kdm4B/Jmjd2B 토끼 단일클론 항체 - O94953

품목 번호: CM0010302



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA 및 ChIP용으로 검증된 KDM4B/JMJD2B(O94953)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. KDM4B는 트리메틸화된 히스톤 H3 라이신 9를 탈메틸화하여 염색질 조절 및 증추신경계 발달에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM4B/JMJD2B 토끼 mAb
비고/별칭	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
종	인간
GeneID(인간)	23030
GeneID	23030
면역원	합성 펩타이드: 인간 KDM4B/JMJD2B(O94953)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O94953
단백질 분자량	122 kDa
배송	얼음팩