


Wb용 Anti-Kdm4B/Jmjd2B 토끼 다클로날 항체 - O94953

품목 번호: CM0029992



소개

인간 KDM4B/JMJD2B에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합합니다. 후성유전학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb
비고/별칭	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
종(Species)	Human
GeneID (Human)	23030
GeneID	23030
면역원(Immunogen)	인간 KDM4B/JMJD2B (NP_055830.1)의 아미노산 1-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O94953
단백질 분자량	122kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)