


Wb, Elisa용 Anti-Kdm4C 토끼 다클로날 항체 - Q9H3R0

품목 번호: CM0024717



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 KDM4C (JMJD2C/GASC1)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KDM4C Rabbit pAb
비고/별칭	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23081
GeneID	23081
면역원(Immunogen)	인간 KDM4C (NP_055876.2)의 아미노산 640-830에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H3R0
단백질 분자량	120kDa
운송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)