

Wb, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Kdm5A 폴리클로날 항체 - P29375

품목 번호: CM0029209



소개

WB, IP, ELISA 및 ChIP에 대해 검증된 고품질의 토끼
대항 인간 KDM5A (RBP2/RBBP2) 폴리클로날
항체입니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 크로마틴
조절에 관여하는 히스톤 디메틸라아제인 리신 특이적
디메틸라아제 5A를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KDM5A Rabbit pAb
비고/별칭	RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A
종(Species)	인간(Human)
GeneID	5927
면역원(Immunogen)	인간 KDM5A 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P29375
단백질 분자량	192kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)