

Wb 및 Elisa용 항Kdm5C 토끼 다클론 항체 - P41229

품목 번호: CM0013097



소개

인간 KDM5C에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 히스톤 탈메틸화 및 전사 조절 연구에 이상적입니다. SWISS: P41229.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM5C 토끼 pAb
비고/별칭	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
종	인간
유전자 ID (인간)	8242
유전자 ID	8242
면역원	합성 펩타이드 - 인간 KDM5C (XP_011529128.1)의 아미노산 1400번부터 C-말단 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P41229
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스백