


Anti-Kdm6A (Utx) Rabbit Mab [Kd Validated] For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

품목 번호: CM0005411



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-KDM6A 토끼 단일클론 항체입니다. 내인성 인간, 마우스, 래트 KDM6A를 인식합니다. 후성유전학 및 발달 연구를 위해 리신 특이적 데메틸라제 6A (UTX)의 신뢰할 수 있는 검출을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] KDM6A Rabbit mAb
비고/별칭	UTX; KABUK2; bA386N14.2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	7403
GeneID	7403
면역원	사람 KDM6A (NP_066963.2)의 아미노산 611-710 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	O15550
단백질 분자량	154kDa
배송	아이스 백(Ice bag)