

Wb 및 Elisa용 Anti-Kdm7A 토끼 다클로날 항체 - Q3Uwm4

품목 번호: CM0029883

소개

뇌 발달에 중요한 히스톤 탈메틸화효소인 KDM7A를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트에서 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM7A Rabbit pAb
비고/별칭	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
종(Species)	Mouse
GeneID (사람)	80853
GeneID (쥐)	338523
면역원(Immunogen)	마우스 KDM7A (NP_001028602.2)의 아미노산 417-735을 포함하는 합성 펩타이드 또는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q3UWM4
단백질 분자량	92kDa/106kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)