

Wb, Elisa용 항-Kdm8 (Jmjd5) 토끼 다클론 항체 - Q8N371

품목 번호: CM0016821



소개

WB, ELISA용 KDM8 (JMJD5) 토끼 다클론 항체. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 염색질 생물학, 세포주기 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM8 토끼 pAb
비고/별칭	JMJD5; KDM8
종	사람
유전자 ID	79831
면역원	사람 KDM8 (NP_079049.2)의 아미노산 147-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q8N371
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩