


Anti-Keap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

품목 번호: CM0023531



소개

KEAP1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 산화 스트레스 및 NRF2 경로 연구에 이상적입니다. SWISS: Q14145.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	KEAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	INrf2; KLHL19; KEAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	9817
유전자 ID	9817
면역원	합성 펩타이드. 인간 KEAP1 (NP_036421.2)의 아미노산 301-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q14145
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백