

Anti-Keap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

품목 번호: CM0019198



소개

이 토끼 폴리클론 항체는 산화 스트레스 센서인 인간 KEAP1(Kelch-like ECH-associated protein 1)을 표적으로 합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KEAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	INrf2; KLHL19; KEAP1
종	인간
GeneID	9817
면역원	인간 KEAP1 (NP_036421.2)의 아미노산 320-510 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14145
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백