

Wb, Ihc-P, Elisa용 Khdrbs2 토끼 다클론 항체 - Q5Vwx1

품목 번호: CM0028552

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 인간 KHDRBS2(SLM1/SLM-1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 대체 스플라이싱 및 RNA 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KHDRBS2 토끼 pAb
비고/별칭	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
종	인간
유전자 ID (인간)	202559
면역원	합성 펩티드 인간 KHDRBS2 (NP_689901.2)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5VWX1
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백