

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Khdrbs3 폴리클로날 항체 - O75525

품목 번호: CM0029446



소개

마우스와의 교차 반응성이 확인되며 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 KHDRBS3를 타겟으로 합니다. 대체 스플라이싱 조절 및 RNA 결합 단백질 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KHDRBS3 Rabbit pAb
비고/별칭	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	10656
면역원(Immunogen)	인간 KHDRBS3 (NP_006549.1)의 아미노산 177-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	O75525
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백