

## Anti-Khk Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P50053

품목 번호: CM0026073



### 소개

KHK Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA에 사용되며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적은 과당 대사에 관여하는 ketohexokinase(간 fructokinase)입니다. 탄수화물 대사 및 키나제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 제품명            | KHK Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭          | FRUCTU; KHK                                          |
| 종              | 인간                                                   |
| GeneID (Human) | 3795                                                 |
| GeneID         | 3795                                                 |
| 면역원            | 인간 KHK (NP_000212.1)의 아미노산 1-298 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                   |
| 범주             | 폴리클론항체                                               |
| 적용             | WB, ELISA                                            |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                          |
| SWISS          | P50053                                               |
| 단백질 분자량        | 33kDa                                                |
| 배송             | 아이스백                                                 |