

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ki67 다클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0023343



소개

인간 Ki67(증식 마커 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 세포 증식 분석 및 암 바이오마커 발견 연구를 지원하도록 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ki67 토끼 pAb
비고/별칭	KiA; MIB-1; MIB-2; PPP1R105; Ki67
종	인간
유전자ID	4288
면역원	인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 460-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P46013
단백질 분자량	359 kDa
배송 방식	아이스 팩