


If/Icc, Elisa용 항-Ki67 토끼 다클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0017811



소개

증식 마커인 인간 Ki67(P46013)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 합성 펩타이드(aa 700-800)를 기반으로 생성되었습니다. 세포주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ki67 토끼 pAb
비고/별칭	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
종	인간
유전자ID (인간)	4288
유전자ID	4288
면역원	인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 700-800 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P46013
단백질 분자량	359kDa
배송	아이스 팩