

Anti-Ki67 Rabbit Polymab® (Ko Validated) For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

품목 번호: CM0005030

소개

Ki67 Rabbit PolymAb® (KO validated), 세포 증식 연구에 필수적인 도구입니다. 인간, 마우스, 래트 Ki67에 반응합니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. ~350kDa 단백질입니다. - E9PVX6

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Ki67 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	17345
유전자 ID	17345
면역원	인간 Ki67 (NP_002408.27)의 아미노산 2271-2370 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	E9PVX6
단백질 분자량	350kDa/359kDa
배송	아이스 팩