

Anti-Kiaa0196 (Washc5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

품목 번호: CM0024408

소개

인간 KIAA0196(strumpellin, WASHC5)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. IVD 연구에서 WASH 복합체 매개 엔도솜 액틴 역학 및 단백질 트래피킹 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIAA0196 Rabbit pAb
비고/별칭	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
종	인간
GeneID	9897 (인간)
면역원	인간 KIAA0196 (NP_055661.3)의 아미노산 380-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q12768
단백질 무게	134kDa
배송	아이스백