

Anti-Kiaa0513 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60268

품목 번호: CM0019122

소개

인간 KIAA0513(미특성 단백질 KIAA0513)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 신경과학 및 뇌 단백질 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	KIAA0513 Rabbit pAb
비고/별칭	KIAA0513
종	인간
유전자 ID (인간)	9764
면역원	인간 KIAA0513 (NP_001273494.1)의 아미노산 1-301 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	O60268
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백