

Wb용 항-Kiaa1456 다클론 항체 - Q9P272

품목 번호: CM0024142

소개

종양 억제 기능을 가진 가능성 있는 tRNA
메틸트랜스퍼라제인 KIAA1456/TRMT9B를 표적으로
하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC,
ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와
반응합니다. 암 및 후성전사체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIAA1456 토끼 pAb
비고/별칭	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
종	인간
유전자 ID	57604
면역원	인간 KIAA1456 (NP_065895.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P272
단백질 분자량	14 kDa
배송 방식	아이스 팩