

Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tcg1

품목 번호: CM0015031



소개

인간 KIAA1524(CIP2A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 PP2A 억제, MYC 안정화 연구 및 게놈 불안정성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIAA1524 Rabbit pAb
비고/별칭	p90; NOCIVA; KIAA1524
종	인간
GeneID (인간)	57650
GeneID	57650
면역원	인간 KIAA1524 (NP_065941.2)의 아미노산 681-905에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TCG1
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백