

Anti-Kif13A 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9H1H9

품목 번호: CM0013709

소개

인간 KIF13A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 키네신 매개 세포 내 수송, 멜라노솜 생성 및 세포질 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF13A 토끼 pAb
비고/별칭	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
종	인간
유전자ID (인간)	63971
유전자ID	63971
면역원	인간 KIF13A (NP_001099036.1)의 아미노산 1300-1600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H1H9
단백질 분자량	202kDa
배송 방식	아이스 팩