

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Kif14 토끼 다클론 항체 - Q15058

품목 번호: CM0015068

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-KIF14 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 KIF14를 검출합니다. 세포분열, 세포질 분열 및 세포사멸 연구에 적합합니다. 미세소관 모터 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF14 토끼 pAb
비고/별칭	MKS12, MCPH20, KIF14
종	인간
유전자 ID	9928
면역원	인간 KIF14 (NP_055690.1)의 아미노산 1399-1648에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15058
단백질 분자량	186kDa
배송	아이스 팩