

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kif17 토끼 다클론 항체 - Q9P2E2

품목 번호: CM0019129

소개

인간 KIF17에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 KIF17을 검출합니다. 섬모 내 수송 및 신경세포 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF17 토끼 pAb
비고/별칭	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
종	인간
GeneID (인간)	57576
GeneID	57576
면역원	재조합 단백질 인간 KIF17(NP_001116291)의 아미노산 360-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9P2E2
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩