

Anti-Kif19 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q2Tac6

품목 번호: CM0018088

소개

WB(웨스턴 블롯) 및 ELISA에 검증된 KIF19 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 KIF19와 반응합니다. 섬모 및 미세소관 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF19 Rabbit pAb
비고/별칭	KIF19A; KIF19
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	124602
GeneID	124602
면역원(Immunogen)	제조항 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q2TAC6
단백질 분자량	111kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)