


Wb, Elisa용 Anti-Kif1C 폴리클로날 항체 - O43896

품목 번호: CM0023759



소개

KIF1C Rabbit pAb은 WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 KIF1C를 검출합니다. 골지체에서 소포체(ER)로의 역행 수송 및 미세소관 모터 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF1C Rabbit pAb
비고/별칭	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10749
GeneID	10749
면역원(Immunogen)	인간 KIF1C (NP_006603.2)의 아미노산 810-960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43896
단백질 분자량	123kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)