

Anti-Kif20A 다클론 항체, Wb, Elisa 적용 - O95235

품목 번호: CM0015901



소개

WB와 ELISA에 검증된 KIF20A 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 유사분열과 골지체 역학에 관여하는 100 kDa 단백질을 검출하며 세포생물학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIF20A 토끼 pAb
비고/별칭	RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A
종	사람
GeneID (사람)	10112
GeneID	10112
면역원	제조합 단백질/사람 KIF20A (NP_005724.1)의 아미노산 591-890에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O95235
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스팩