

Wb, Elisa용 Anti-Kif20B 토끼 다클론 항체 - Q96Q89

품목 번호: CM0015843

소개

인간 KIF20B의 C-말단 영역을 특이적으로 표적하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포질분열, 신경세포 극성화 및 방광암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF20B 토끼 pAb
비고/별칭	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
종	인간
유전자 ID (인간)	9585
면역원	인간 KIF20B의 아미노산 1200-1500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057279.2)
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96Q89
단백질 분자량	211kDa
배송	아이스백