


Anti-Kif2C/Mcak 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99661

품목 번호: CM0005145



소개

사람 KIF2C/MCAK (키네신 유사 단백질 KIF2C, 유사분열 동체 연관 키네신)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 유사분열, 염색체 분리, 및 키네토코어-미세관 역학 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF2C/MCAK 토끼 mAb
비고/별칭	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	11004
GeneID	11004
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 KIF2C/KIF2C/MCAK (Q99661)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q99661
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)