

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Kif3A 다클론 항체 - Q9Y496

품목 번호: CM0029767

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 응용 분야용 KIF3A 토끼 다클론 항체. 일차 섬모 형성 및 세포 내 수송에 관여하는 미세소관 모터 단백질인 KIF3A를 검출합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF3A 토끼 pAb
비고/별칭	FLA10; KLP-20; KIF3A
종	인간
유전자 ID (인간)	11127
유전자 ID	11127
면역원	인간 KIF3A (NP_008985.3)의 아미노산 430-699에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y496
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스백