

Anti-Kif3A 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Y496

품목 번호: CM0012500

소개

인간 KIF3A를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 섬모 수송, 중심체 기능 및 헤지호그 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIF3A 토끼 단클론 항체 (Rabbit mAb)
비고/별칭	FLA10; KLP-20; KIF3A
종	인간
유전자 ID (인간)	11127
유전자 ID	11127
면역원	합성 펩타이드 인간 KIF3A (Q9Y496)의 아미노산 600-699번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y496
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스팩