


Wb용 Anti-Kif4A 단일클론 항체 - O95239

품목 번호: CM0010712



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 KIF4A Rabbit 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 KIF4A를 검출합니다. 유사분열에서 염색체 분리 및 세포질 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF4A Rabbit mAb
비고/별칭	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
종	인간
GeneID (인간)	24137
GeneID	24137
면역원	합성 펩타이드 인간 KIF4A (O95239)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95239
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스백