


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kif4A 다클론 항체 - O95239

품목 번호: CM0013490



소개

유사분열과 세포질분열에 필수적인 염색체 연관 키네신인 인간 KIF4A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF4A 토끼 pAb
비고/별칭	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
종	인간
GeneID (인간)	24137
GeneID	24137
면역원	인간 KIF4A의 아미노산 870-1080에 해당하는 재조합 단백질(NP_036442.3)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95239
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스팩