


Anti-Kif5A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q12840

품목 번호: CM0028962



소개

Anti-KIF5A Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에 대해 WB, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 신경세포 특이적 키네신 중쇄를 표적으로 하며, 신경생물학 및 축삭 수송 연구에 적용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIF5A Rabbit pAb
비고/별칭	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
종	인간
GeneID (인간)	3798
면역원	재조합 단백질 인간 KIF5A (NP_004975.2)의 아미노산 933-1032에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12840
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백