


## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Kif5B 단일클론 항체 - P33176

품목 번호: CM0003445



### 소개

WB, IF-P, ELISA에서 검증된 KIF5B Rabbit mAb입니다. 인간, 마우스, 래트의 내인성 KIF5B를 검출합니다. 키네신-1 모터 기능, 미토콘드리아/리소좀 수송 및 축삭 신장에 대한 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 제품명         | KIF5B Rabbit mAb                                 |
| 비고/별칭       | KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B           |
| 종           | 인간                                               |
| GeneID (인간) | 3799                                             |
| GeneID      | 3799                                             |
| 면역원         | 인간 KIF5B (NP_004512.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                               |
| 범주          | 단일클론 항체                                          |
| 적용 분야       | WB, IF-P, ELISA                                  |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                      |
| SWISS       | P33176                                           |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                           |
| 배송          | 아이스백                                             |