


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kif5B 다클론 항체 - P33176

품목 번호: CM0017874



소개

KIF5B 토끼 pAb는 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 운동 단백질 및 세포 내 수송 연구를 위해 키네신-1 중쇄를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF5B 토끼 pAb
비고/별칭	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
종	사람
GeneID (사람)	3799
GeneID	3799
면역원	사람 KIF5B의 아미노산 650-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004512.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P33176
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스팩