

Anti-Kif7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q2M1P5

품목 번호: CM0021489



소개

WB 및 ELISA 용도의 KIF7 토끼 다클로날 항체입니다.
재조합 인간 KIF7 (aa1044-1343)으로 면역시켰습니다.
151kDa 단백질을 검출합니다. 인간과 교차 반응합니다.
헤지호그 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	KIF7 Rabbit pAb
비고/별칭	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
종	인간(Human)
GeneID (인간)	374654
GeneID	374654
면역원	인간 KIF7 (NP_940927.2)의 아미노산 1044-1343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q2M1P5
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스백