

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Kifap3 토끼 단일클론 항체 - Q92845

품목 번호: CM0010902

소개

인간, 마우스, 쥐 대상 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 KIFAP3 토끼 단일클론 항체입니다. 염색체 이동 및 방추사 결합에 필수적인 키네신 관련 단백질 3(kinesin-associated protein 3)을 표적으로 하며, 세포 분열 및 모터 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIFAP3 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dJ190H6.1; KIFAP3
종	인간
GeneID (인간)	22920
GeneID	22920
면역원	인간 KIFAP3(Q92845)의 675-792 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92845
단백질 무게	91kDa
배송	아이스팩