

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Kifap3 토끼 다클로날 항체 - Q92845

품목 번호: CM0027228

소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용으로 검증된 Anti-KIFAP3 토끼 다클로날 항체입니다. 염색체 이동에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 KIFAP3와 반응합니다. 세포 주기 및 유사 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIFAP3 Rabbit pAb
비고/별칭	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dJ190I16.1; KIFAP3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	22920
GeneID	22920
면역원	인간 KIFAP3 (NP_055785.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q92845
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 팩