

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kifc1 폴리클로날 항체 - Q9Bw19

품목 번호: CM0029686



소개

KIFC1 Rabbit pAb은 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 방추체 형성에 필수적인 마이너스 말단 방향 모터 단백질인 인간 KIFC1 (HSET)을 타겟으로 합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIFC1 Rabbit pAb
비고/별칭	HSET; KNSL2; KIFC1
종	인간(Human)
GeneID	3833
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9BW19
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백