

Wb, Ihc, If, Elisa용 항-Kifc1 토끼 단일클론 항체 - Q9Bw19

품목 번호: CM0003410



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 항-KIFC1 토끼 단일클론 항체를 공급합니다. 인간 및 마우스 KIFC1을 검출하며, 세포 분열 및 모터 단백질 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIFC1 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	HSET; KNSL2; KIFC1
종	인간
유전자 ID (인간)	3833
유전자 ID	3833
면역원	인간 KIFC1(Q9BW19)의 1-100 아미노산 서열을 포함하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BW19
단백질 무게	74kDa
배송	아이스팩