

Anti-Kifc3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Bvg8

품목 번호: CM0030201



소개

인간 KIFC3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 정단 표적 수송과 접합소 유지에 관여하는 마이너스-말단 미세소관 모터 단백질인 인간 및 랫트 KIFC3와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIFC3 Rabbit pAb
비고/별칭	KIFC3
반응 종	인간
GeneID (인간)	3801
GeneID	3801
면역원	제조항 단백질 / 인간 KIFC3 (NP_005541.3)의 아미노산 140-390에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9BVG8
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스 팩